



# Balance fitness

7850

- ▶ Mesure des pourcentages de masse musculaire, de masse grasseuse et d'eau, IMC et besoins caloriques par jour
- ▶ Impression des valeurs de mesure
- ▶ Manuel rapide et simple par menu sur la surface en verre
- ▶ La proportion de vêtements peut être réglée selon la saison



SOEHNLE PROFESSIONAL	
24-03-2010 09:50	
Height:	160cm
Age:	26
Sex:	female
Weight with clothing:	55.4kg
Weight without clothing:	52.9kg
BMI:Gewicht ok	20.7

## Caractéristiques

La balance de fitness est idéale pour les studios de fitness, les pharmacies, les conseils nutritionnels et les hôtels de bien-être. Grâce à sa fonction d'analyse corporelle, outre le poids et l'indice de masse corporelle, il est possible de mesurer précisément la teneur en muscles, en graisse et en eau et de déterminer le métabolisme énergétique actuel. La mesure est prise à la main, de sorte que l'utilisateur peut se tenir confortablement sur la balance et gagner du temps en portant des chaussures. Par rapport aux échelles d'analyse actuellement connues, l'échelle est particulièrement facile à utiliser et ne nécessite pas d'instructions compliquées et détaillées. Grâce à l'imprimante intégrée, les valeurs de poids et d'analyse, y compris l'évaluation individuelle, peuvent être facilement imprimées, documentées et suivies sur une longue période.

- ▶ Affichage des pourcentages de masse musculaire, de masse grasseuse et d'eau dans le corps
- ▶ Mesure d'impédance par les mains, pas besoin d'enlever les chaussures ou les chaussettes
- ▶ Grand affichage LCD
- ▶ Affichage de l'heure en mode veille
- ▶ Manuel rapide et simple par menu sur la surface en verre
- ▶ Aucune limite de valeur de mesure des extrêmes IMC
- ▶ La proportion de vêtements peut être réglée selon la saison
- ▶ Impression automatique des valeurs analytiques
- ▶ Réglage individuel des informations de l'entreprise sur l'impression à l'aide d'un logiciel associé
- ▶ En option : Personnalisation de l'impression avec les coordonnées de l'établissement avant la livraison (voir accessoires)
- ▶ Surface de pesée extra-large : 320 x 400 mm
- ▶ Pas de mise en place nécessaire – la balance est aussitôt disponible
- ▶ Fonctionne sur secteur

### Langues disponibles :

allemand, anglais, français, espagnol, italien, grec, turc, hongrois, néerlandais, tchèque, danois, finlandais, suédois, norvégien, slovaque, polonais, russe

## Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Dimensions de la surface de pesée mm
7850.30.001 Balance fitness	No	100	180	365 x 490

## Accessoires

Référence n° Variation	Description
2500.01.008	Papier pour imprimante thermique (10 rouleaux, 58 mm)
5751.01.007	Personnalisation de l'impression
2557.25.001	Adaptateur UK